

Новые цифровые нутромеры Holtest Серии 468



- Усовершенствованный трещоточный механизм для самоцентрирования в отверстии и улучшенный результат воспроизводимости



Новый вид



Старый вид



- Большие легко читаемые цифры на дисплее 7,5мм для улучшения считывания результатов измерений

- Возможна предварительная установка двух значений
- Функция блокировки "Function Lock" позволяет защитить дисплей от неавторизованного использования
- Поставляется с сертификатом калибровки завода изготовителя

Mitutoyo

Старый арт.№	Новый арт. №	Диапазон
468-131	468-161	6-8MM
468-132	468-162	8-10MM
468-133	468-163	10-12MM
468-134-10	468-164	12-16MM
468-135-10	468-165	16-20MM
468-136-10	468-166	20-25MM
468-137-10	468-167	25-30MM
468-138-10	468-168	30-40MM
468-139-10	468-169	40-50MM
468-140-10	468-170	50-63MM
468-141-10	468-171	62-75MM
468-142-10	468-172	75-88MM
468-143-10	468-173	87-100MM
468-144-10	468-174	100-125MM
468-145-10	468-175	125-150MM
468-146-10	468-176	150-175MM
468-147-10	468-177	175-200MM
468-148-10	468-178	200-225MM
468-149-10	468-179	225-250MM
468-150-10	468-180	250-275MM
468-151-10	468-181	275-300MM
468-951	468-971	6-12MM
468-952-10	468-972	12-20MM
468-953-10	468-973	20-50MM
468-954-10	468-974	50-100MM
468-955-10	468-975	100-200MM
468-961	468-981	6-12MM
468-962-10	468-982	12-25MM
468-963-10	468-983	25-50MM
468-964-10	468-984	50-75MM
468-965-10	468-985	75-100MM

Старые и новые артикульные номера заказов